



Sistema de análisis de ECG MAC 2000

Optimizado para su hospital

gehealthcare.com

Sencillo e inteligente.

Los complejos entornos hospitalarios exigen soluciones sencillas. Equipos que funcionen con fiabilidad cada vez que se usan. Tecnología que permita acceder a datos claros y precisos con métodos sencillos. Herramientas intuitivas fáciles de usar. Y asistencia eficaz con la que siempre puede contar.

Así de sencillo.

Realmente inteligente. El nuevo MAC™ 2000 de GE Healthcare ayuda al personal médico a emitir un diagnóstico rápido y preciso gracias al programa de análisis Marquette™ 12SL™. Esta probada[†] aplicación facilitará sus diagnósticos, en un sistema de ECG intuitivo y fácil de usar.

Realmente muy inteligente.



Sencillo y productivo.



- Captura automática de ECG de 10 segundos con tan solo pulsar una tecla
- Pantalla en color de 7" de fácil lectura y configurable para adaptarse a sus requisitos
- La previsualización en pantalla de 12 ondas y resultados de ECG ayuda a optimizar la revisión y el diagnóstico
- Múltiples opciones de conectividad y exportación para facilitar el acceso, el envío y el almacenamiento de datos
- Programa de análisis de ECG Marquette 12SL con informe diagnóstico para facilitar la toma de decisiones médicas
- Disponible con opción de prueba de esfuerzo para adaptarse a sus requisitos diagnósticos


MAC 2000 favorece la productividad del personal médico desde el primer ECG. Cuenta con herramientas, tales como HookUp Advisor™, que permiten al personal médico identificar una señal de calidad antes de la adquisición, evitando así la costosa repetición de los ECGs. Diseñado para favorecer un flujo de trabajo más sencillo e inteligente que permita al personal médico hacer más en menos tiempo. Y todo desde el primer día de uso.



Sencillo y conectado.



Los hospitales necesitan conexiones de datos óptimas. MAC 2000 se conecta directamente a sus sistemas hospitalarios existentes, lo que inmediatamente facilita la adquisición, impresión, almacenamiento y envío de datos de ECG. Es su conexión con la productividad, sea cual sea la forma en que necesita conectarse.





- Favorece un flujo de trabajo electrónico y por tanto sin papel, con opciones de comunicación bidireccional, e incluye pedidos y funciones de consulta ADT
- Conexión ininterrumpida con la Historia Clínica Electrónica (HCE) vía EMR Gateway Pro
- Conexión ininterrumpida con el sistema RIS/PACS a través de DICOM Gateway
- Conexión ininterrumpida con el sistema de información cardiológica MUSE™, el programa CardioSoft™ o envío de informes a una carpeta compartida de su ordenador
- Envío de informes a ubicaciones remotas a través de FTPS
- Conectividad con LAN, Wi-Fi, puerto de serie, módem o tarjeta SD
- Capacidad de exportación en formatos PDF y XML
- Capacidad de almacenamiento interno de hasta 200 ECGs

Sencillo y fiable.



- Programa de análisis de ECG Marquette 12SL con funciones de medición e interpretación
- Detección de arritmias
- Algoritmo ACI-TIPI para isquemia cardiaca aguda
- La interpretación específica por sexo aumenta la capacidad de detección del infarto de miocardio agudo en mujeres
- Análisis RR para detectar patrones en la variabilidad del ritmo cardiaco[†]
- Función registro completo que almacena hasta 5 minutos de un canal en formato PDF[†]



MAC 2000 ofrece la información diagnóstica que necesita el personal médico. Mediante el programa de análisis Marquette 12SL, el sistema ofrece un conjunto completo de herramientas de análisis totalmente fiables, ya que han sido rigurosamente contrastadas con respecto a bases de datos con múltiples poblaciones de pacientes. La forma más sencilla de facilitar la toma de decisiones médicas.

Sencillo y siempre a punto.

MAC 2000 facilita su trabajo desde el momento en que abre el embalaje. Su fácil instalación no interrumpirá las actividades del hospital. Su interfaz familiar e intuitiva, con teclado completo, significa que el personal médico y de enfermería no invertirá días en aprender a usarlo, bastan unos minutos.

Además, como sabemos que los requisitos de formación pueden cambiar en su equipo, ofrecemos aplicaciones de formación de PC para aprendizaje a demanda.

Los especialistas técnicos de GE Healthcare están siempre a su servicio, a un clic o una llamada de distancia. Nuestra amplia red de profesionales capacitados está a su disposición para evitarle esperas. A menudo incluso es necesario resolver los problemas técnicos a distancia, reduciendo el tiempo de inactividad al mínimo imprescindible. Un modo más en que MAC 2000 demuestra su sencillez para facilitarle el trabajo.





Por fin llegó la sencillez.

Ha llegado el momento de simplificar los ECG. Para más información sobre MAC 2000 ECG, póngase en contacto con su representante de GE Healthcare o visite nuestra página web en www.gehealthcare.com



GE Healthcare proporciona tecnologías y servicios médicos de transformación para ampliar el acceso a la atención médica, aumentar su calidad y hacerla más asequible en todo el mundo. GE (NYSE: GE) trabaja en lo que realmente importa: invierte en personas y en las tecnologías más avanzadas para enfrentarse a los retos más difíciles.

Mediante tecnologías de imágenes, software y tecnologías de la información, monitorización y diagnóstico de pacientes, desarrollo de fármacos, tecnologías de fabricación de productos biofarmacéuticos y soluciones para mejora del rendimiento, GE Healthcare ayuda a los profesionales médicos a ofrecer excelentes cuidados sanitarios a sus pacientes.

Imagination at work

©2017 General Electric Company – Todos los derechos reservados.

General Electric Company se reserva el derecho de realizar los cambios que considere oportunos en las especificaciones y características indicadas en este documento, o interrumpir la fabricación del producto descrito, en cualquier momento y sin previo aviso ni obligación alguna. Póngase en contacto con el representante de GE para obtener la información más reciente.

GE y el monograma de GE son marcas registradas de General Electric Company.

CardioSoft, HookUp Advisor, MAC, Marquette y MUSE son marcas registradas de General Electric Company.

Todos los demás nombres de productos y logos son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios.

GE Healthcare, una división de General Electric Company.