

3M

Littmann®
Fonendoscopios

Presentamos

**un nuevo
concepto
de claridad.**



Explore a sus pacientes con seguridad gracias al nuevo fonendoscopio digital 3M™ Littmann® CORE.

Presentamos nuestro fonendoscopio más avanzado hasta la fecha. Ahora puede conseguir todo lo que le encanta de los fonendoscopios Littmann, una acústica superior, confort y calidad, con una amplificación de hasta 40x (a frecuencia pico frente al modo analógico), cancelación de ruido activa y visualización de ondas de sonido en dispositivos móviles.

Es hora de escuchar como nunca antes.

Escuche a un nivel completamente nuevo.

Fonendoscopio digital 3M™ Littmann® CORE

Comodidad. Confianza.

Las olivas superblandas de colocación a presión se ajustan a los oídos para ofrecer un aislamiento acústico excelente y un ajuste cómodo.

Oiga más. Mucho más.

Amplificación de hasta 40x* y cancelación de ruido activa para reducir el ruido de fondo.

*Amplificación 40x basada en una comparación entre la escucha analógica y la escucha amplificada asistida electrónicamente al volumen máximo y a la frecuencia pico (125 Hz).

Oiga del modo en que quiera.

Alterne rápidamente entre los modos de escucha analógica y amplificada, y use las membranas de doble frecuencia a ambos lados de la campana de dos caras para oír sonidos de alta y baja frecuencia.

Descubra nuevos detalles con lo digital.

Se conecta al software Eko para visualizar ondas de tonos cardiacos en tiempo real. Además, utiliza la IA para ayudar a detectar soplos cardiacos. (Se requiere suscripción**. Obtenga más información en ekohealth.com/ai)

Pásese al nuevo fonendoscopio y escuche como nunca en www.littmann.es/CORE

Consiga más que nunca antes.

Capture


Guarde y anote grabaciones de 15, 30, 60 o 120 segundos en el panel seguro.

Analice

Cree una biblioteca de tonos cardiacos para supervisar el progreso de una enfermedad o con fines educativos.

Comparta

Comparta grabaciones con sus compañeros.



No se incluye el dispositivo inteligente.

**Disponible únicamente en EE. UU.



Escuche primero.

3M España S.L.
Prevención de la Infección
Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25
28027 Madrid
www.littmann.es

©2021 3M. Todos los derechos reservados. M, Littmann, el logotipo de la L de Littmann, la L y Cardiology IV son marcas comerciales o registradas de 3M. Prohibido su uso sin autorización. Usadas bajo licencia en Canadá.

Las marcas comerciales de Eko, incluida CORE, son marcas o marcas comerciales registradas de Eko Devices Inc.